

NOME DEL PRODOTTO: Coppe tacco in gel	FORMATO: 2 unità	MARCA: Aquamed
---	----------------------------	--------------------------

DESCRIZIONE

Allevia il dolore e la sensazione di bruciore del tallone causati da lunghe ore in piedi, camminando o indossando scarpe con i tacchi alti. Forniscono un comfort extra e un effetto protettivo e ammortizzante.

INDICAZIONI

Riducono gli effetti dell'impatto e della pressione, forniscono sollievo dal dolore e un comfort eccellente. Grazie al loro rilievo granuloso, massaggiano i piedi.

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di rimuovere la plastica protettiva e di posizionare il lato adesivo sul tallone della scarpa. Premere con decisione per un'adesione sicura. Lavabili e riutilizzabili: possono essere lavati a mano in acqua fredda senza perdere adesività.

AVVERTENZE

Non utilizzare su ferite aperte. I diabetici dovrebbero consultare il proprio specialista prima di indossare i cuscinetti per i piedi. Indossare sempre gli elettrodi su entrambi i piedi.

COMPOSIZIONE

Gel trasparente.

VALORI NUTRIZIONALI

ALLERGENI

USI
